

NAVINECT®

完成検査の厳格性と生産性を両立する
製造DXソリューション

検査管理DX

公式WEBサイト



検査管理のためのサービス!

生体認証による厳格な資格管理とIoT設備連携を軸に、モノの安全の証跡となる5W2Hを完全にデジタル化することで、不正防止と作業効率化の最大化を実現します。

こんなお悩みはありませんか？

- ・作業者の資格確認業務に手間がかかる…
- ・人の手による検査では、データ改ざんなどのリスクが残ってしまう…
- ・未承認の製品が出荷されることがあり、回収コストが発生してしまう…



検査管理業務をトータルに支援!

スマホ対応

ワークフロー管理

製造履歴管理

生体認証

SPC監視

本サービスの特徴

- POINT 1 生体認証による資格マネジメントで、検査の厳格性を徹底**
生体認証で有資格者のみに操作を限定し、なりすましや不正・確認ミスを防止します。
- POINT 2 IoT情報による自動判定で、生産性向上と不正防止を両立**
設備などからの品質情報を取得し自動照合。「どこで」「どのように」検査されたかを厳格に記録します。
- POINT 3 未承認品の流出を未然に防ぐ製造履歴の管理を実現**
品質部門の承認と出荷判定を直結させるワークフローを構築し、未承認品の流出を確実に防止します。

2020年の販売より

50拠点

以上の企業・工場でご利用頂いています

「検査管理DX」の運用イメージ



「検査管理DX」が提供する主な機能

規格と手順設定

拠点・工程別の検査基準をシステム登録・共有し、迅速な開始と柔軟な設定変更を可能に。作業の標準化とミス防止により、高度な品質保証体制を構築します。

抜取検査結果報告書		
基本情報	確認項目	結果入力
実施日	測定値2-1	OK NG
作業者名	測定値2-2	OK NG
検査対象	測定値3-1	OK NG
検査番号	測定値3-2	OK NG
その他	測定値4-1	OK NG



棚卸管理機能認証(生体認証・RFID)

顔認証やRFIDで有資格者のみに操作を制限し、なりすましや確認の形骸化を防止。検査履歴を厳密に管理し、検査の厳格性を徹底します。

検査記録 7/11 12:08	
カテゴリ	結果入力
抜取検査	OK NG
工程判定	OK NG
作業者: 鈴木 一郎 (資格あり)	OK NG
確認者: 田中 二郎 (資格あり)	OK NG
工程: 抜取検査	OK NG
NG: なし	OK NG



検査記録

タブレットやIoTでのデータ自動収集と画面上の手順書支援により、ミス防止と省力化を実現。5W2Hに基づいた確実なエビデンスをデジタル記録します。

検査記録 7/11 12:08		
カテゴリ	確認項目	結果入力
抜取検査	通常アイドリング	OK NG
	排出量	OK NG
	燃費消費率	OK NG
	燃料情報	OK NG
	モード情報	OK NG
	実装走行距離	OK NG



製造履歴確認・可視化

5W2Hを含む製造履歴をデジタル化し、検索やCSV出力を効率化。工場一貫の品質履歴を可視化し、対外的な説明責任と社会的信頼を守ります。

製造履歴	
基本情報	内容
【調査】CH0784	
Y3120701	
【塗装】01 (0)	
【加工】1901 (0)	
【加工】1901 (1)	
【加工】1902 (0)	
【加工】21902 (0)	
【加工】31902 (0)	



お問い合わせ・ご質問等は下記までお気軽にご連絡下さい

すべてを突破する。
TOPPA!!!
TOPPAN